



*“Soluciones personalizadas en
mobiliario de acero inoxidable e insumos de esterilización
INNOVACIÓN EN ESPACIOS DE SALUD
con la calidad y seguridad de siempre. ”*



ID 2229900



CINTA ESTERILIZACIÓN INDICADORA PARA PARA VAPOR TIPO 5

CINTA ESTERILIZACIÓN INDICADORA PARA VAPOR TIPO 5

Esta compuesto por una tarjeta especial, un parche de color estándar y una tira indicadora. Sin plomo, sin látex y no tóxico. Las tiras indicadoras químicas GHMEDICAL están clasificadas como Tipo 5 según la norma ISO 11140-1.

Los indicadores GHMEDICAL son indicadores de verificación de ciclo que confirman la presencia o ausencia de parámetros específicos de tiempo y temperatura durante un ciclo.

Los productos permiten al usuario final identificar embalajes incorrectos, problemas de carga y fallos de esterilización.

■ Condiciones de operación: 121 °C 20 minutos, 135 °C 7 minutos, el color azul inicial cambió a negro o más claro después de un proceso completo de esterilización con vapor.

Mantener almacenado en un lugar seco (<50% de humedad relativa) a una temperatura ambiente oscura de 15 °C ~ 30 °C, evitar el contacto con gases corrosivos.

■ Vencimiento: Desde la fecha de producción 3 años. Cada empaque lleva una etiqueta con la información/instrucciones necesarias del contenido de acuerdo con la norma ISO 11140-1:2005.

Más información



+56 9 9226 7057



ID 2229899



ID 2229960



ETIQUETAS INDICADORAS

PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

ETIQUETAS INDICADORAS PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

Etiquetas con doble soporte adhesivo e Indicador de proceso para esterilización por vapor.

- Dimensiones: 29 x 28 mm.
3 líneas de impresión. Máximo hasta 12 caracteres por línea.
- Etiqueta: Papel pergamino sobre soporte doble adhesivo.
- Adhesivo: Acrílico.
- Indicador de proceso: STEAM Standard ISO11140-1 Tinta no tóxica tipo 1.

Producto libre de látex.

Cada rollo contiene 500 etiquetas.

El indicador de proceso, después del ciclo de esterilización, cambia de rosa a marrón.

Mantener almacenado en un lugar seco (<50% de humedad relativa) a una Temperatura ambiente oscura de 15 °C ~ 30 °C, evitar el contacto con gases corrosivos.

- Vencimiento: Desde la fecha de producción 3 años.

Fabricado en Italia con sistema de gestión ambiental certificado EN ISO14001:2015 y Calidad Certificación EN ISO 9001:2015

Más información

 **+56 9 9226 7057**



CINTA ESTERILIZACIÓN INDICADORA PARA VAPOR TIPO 4

Esta compuesto por una tarjeta especial, un parche de color estándar y una tira indicadora.

Sin plomo, sin látex y no tóxico.

Las tiras indicadoras químicas GHMEDICAL están clasificadas como Tipo 4 según la norma ISO 11140-1.

Los indicadores GHMEDICAL permiten al usuario final identificar empaques incorrectos, problemas de carga y fallas de esterilización.

■ Condiciones de operación: 121 °C 15-20 minutos, 134 °C 3,5-5 minutos, el color azul inicial cambió a negro o más claro después de un proceso completo de esterilización con vapor.

Mantener almacenado en un lugar seco (<50% de humedad relativa) a una temperatura ambiente oscura de 15 °C ~ 30 °C, evitar el contacto con gases corrosivos.

■ Vencimiento: Desde la fecha de producción 3 años.

Cada empaque lleva una etiqueta con la información/instrucciones necesarias del contenido de acuerdo con la norma ISO 11140-1:2005.

Más información



+56 9 9226 7057



ID 2229898



COMPRAR

| **ID 2229959**



COMPRAR

CINTA ESTERILIZACIÓN INDICADORA PARA VAPOR TIPO 4

CINTA ESTERILIZACIÓN INDICADORA PARA VAPOR TIPO 4

■ Dimensiones: Rollo de 12 mm. x 55 Mts. Hecho de papel crepé sensible a la presión. Impreso en la parte superior con tinta indicadora amarilla especial.

El cambio de color completo es un proceso de 15 a 20 minutos a 121/250 H en un ciclo de gravedad y de 3 a 5 minutos tanto en un ciclo de gravedad 132/270 H 134/273 H como en un ciclo asistido por vacío.

Cuando se procesa completamente, el color de las tiras indicadoras cambia de amarillo claro a marrón oscuro o negro.

Se utiliza para asegurar los paquetes que han sido envueltos con envolturas tejidas, no tejidas, tejidas tratadas, de papel y de papel /plástico.

Una vez finalizado el proceso de esterilización, la cinta se puede quitar y limpiar fácilmente, sin residuos de adhesivo.

La cinta no deja adhesivo residual en la superficie. Tinta sin plomo, sin látex y sin metales pesados tóxicos.

■ Consistente con la norma europea: ISO 11140-1. No lo fije directamente en metal, vidrio u otras superficies duras que sean fáciles de formar condensación, evite que se moje por la condensación de agua.

Mantener almacenado en la oscuridad a temperatura ambiente de 15 °C ~ 30 °C y 50 % de humedad relativa, evitar el contacto con gases corrosivos.

■ Periodo de validez: desde la fecha de producción 3 años.

Más información



+56 9 9226 7057